



S.C. Anestesia e Rianimazione (SMI)

Istruzione Operativa 1: fissaggio e corretto posizionamento del set

- Posizionare il paziente a 30° con la testa in posizione neutra
- Fissare la DVE a uno stativo
- Reperire il punto zero che deve corrispondere al meato acustico
- Posizionare la camera di gocciolamento all'altezza stabilita secondo le indicazioni terapeutiche
- Aprire i rubinetti e verificare il normale funzionamento

Istruzione Operativa 2: misurazione della PIC

- Preparare il set del trasduttore di pressione con soluzione fisiologica (senza spremisacca)
- Collegare il trasduttore alla DVE tramite il rubinetto a tre vie di arresto al paziente
- Chiudere il rubinetto escludendo la via di drenaggio
- Posizionare il trasduttore a livello del meato acustico (trago)
- Azzerare al monitor e rilevare il valore PIC
- Riaprire il rubinetto in drenaggio

Istruzione Operativa 3: verifica pervietà del sistema e drenaggio liquor

- Ogni 2 ore scaricare il liquor drenato dalla camera di gocciolamento chiudendo il rubinetto al paziente, annotare in cartella o su Margherita3 il quantitativo del liquor drenato
- Valutare il liquor nel colore, aspetto e presenza di frustoli/coaguli
- Verificare la pervietà del sistema, abbassando la camera di gocciolamento al di sotto dello zero (trago)
- Controllare la posizione dello zero e del trasduttore rispetto al paziente
- Assicurarsi del buon funzionamento del sistema (assenza di perdite o inginocchiamenti)

Istruzione Operativa 4: la medicazione

- Eseguire il lavaggio delle mani
- Indossare guanti non sterili e rimuovere la medicazione pregressa
- Ispezionare il sito di inserzione e i punti di ancoraggio
- Rimuovere i guanti usati, eseguire l'igiene delle mani e indossare guanti sterili
- Rimuovere con soluzione fisiologica sierosità/sangue
- Eseguire l'antitesi della cute con garze imbevute di antisettico (clorexidina gluconato al 2% in alcol isopropilico al 70%)
- Coprire con garze e medicazione adesiva in TNT

Istruzione Operativa 5: Prelievo di liquor

- Chiudere il rubinetto di arresto al paziente
- Indossare i guanti sterili
- Preparare il campo sterile
- Eseguire l'asepsi del gommino CSF con garza sterile imbevuta con clorexidina gluconato 2% in alcol isopropilico al 70%
- Pungere lasciando l'ago in situ o raccordare una siringa da 5 ml (ago 22G)
- Aspirare molto lentamente il liquor e procedere al prelievo, nel caso sia necessario più di un campione, lasciare l'ago in situ e usare un'altra siringa o connettere direttamente una nuova siringa
- Eseguire ulteriore asepsi del sito di campionamento
- Tenere chiusa la DVE per circa 30 minuti
- Riaprire la DVE e verificarne la pervietà



S.C. Anestesia e Rianimazione (SMI)

Esami di laboratorio - Prelievo liquor 3 provette gialle (2 cc per provetta) :

Esame chimico fisico liquor:

ESAMI URGENZA – ALTRI PROFILI- LIQUOR CSF (CH. FISICO + CELL)

Esame Colturale + color GRAM liquor:

ESAMI URGENZA – LIQUOR - RICERCA GC E MICETI

Esame Molecolare Filmarray BCD2 liquor:

Prelievo di 2 cc di liquor in provetta con tappo giallo, con etichetta con dati anagrafici del paziente. Chiamare il Medico di Laboratorio Microbiologia e richiedere Esame Molecolare Filmarray BCD2 specificando che il campione è liquor.

PROFILI PRONTO SOCCORSO

PRONTO SOCCORSO					
☒ PROFILO BASE PS	☒ ENZIMI DI NECROSI	☒ PROTEINE TOTALI	☒ MIOGLOBINA	☒ POTA dolore toracico acuto	
☒ PT-PTT-FIB	☒ MAGNESIO	☒ ATIII	☒ TROPONINA		
☒ PT-PTT-FIB-AT3	☒ CLORO	☒ D-DIMERO	☒ BNP		
☒ PT-PTT-FIB-AT3-DD	☒ LDH	☒ EMOGAS VENOSO	☒ NEUROLESO		
☒ EMOCR+FORM	☒ CKMB	☒ EMOGAS ARTERIOSO	☒ PANNELLO SEPSI		

ESAMI RIANIMAZIONE

PROFILI RIANIMAZIONE			
☒ EMERGENZA	☒ PACCHETTO SETTICO	☒ PSA LIB TOT	☒ HCV
☒ RICOVERO	☒ IMMUNOLOGIA	☒ GAD_I42 Tr_CPEP	☒ HIV ANTIGENE-ANTICORPO
☒ RICOVERO SEPSI	☒ NUTRIZIONE	☒ Pr/Cr Razo	☒ PCR
☒ ESAMI I UNFOT	☒ URGENZE SINO AL CAI CIO	☒ ANTI-STREPTOCOCCI OTITE S. TrG	☒ PROCAI CITONINA

LIQUOR

☒ ES-MICR.COLOR.GRAM
☒ RIC-AEROBI (flac.emocoltura)
☒ RIC-ANAEROBI (flac.emocoltura)

MATERIALI VARI (OBBLIGATORIO CAMPO NOTA)

☒ RIC.GC E MICETI

MIELOCOLTURA

☒ RICERCA GC E MICETI
